



วารสารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

โครงการการใช้กิจกรรม KM เพื่อพัฒนางานบริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในกิจกรรม “การใส่ Elizabeth Collar ในสัตว์ที่ถูกต้อง”

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2556

เก็บเรื่องมาเล่าจาก : นางสาวอมรพรรณ จัตขัย

Elizabeth Collar หรือเรียกสั้นๆว่า คอลล่า หรือบางคนอาจเรียก ลำโพง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ สัตว์เลียแก้ม แทะ เลีย บาดแผล สำหรับคอลล่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็จะมีอยู่ 3 แบบ

แบบที่ 1 คือแบบที่มีขายในร้านค้าสัตว์เลี้ยงPet Shop แบบนี้เป็นแบบที่ใส่ค่อนข้างง่าย เราจะใช้กันบ่อย



แบบที่ 2 จะเป็นแบบมีกระดุมหรือเมจิกเทป แบบนี้จะใส่ง่ายที่สุด แต่จะหลุดง่ายเพราะแบบนี้จะไม่มีตัวล็อค สำหรับใส่เชือกบริเวณคอ



แบบที่ 3 จะเป็นแบบที่ใส่ยาก จะแตกต่างกับแบบที่ 1 ตรงบริเวณตัวล๊อคที่ปรับขนาดความกว้างของคอ



ขนาดของคอลล่า ก็จะมีขนาดมาตรฐาน อยู่ 7 ขนาด คือ

ขนาด 7.5 cm.

ขนาด 10 cm.

ขนาด 12.5 cm.

ขนาด 15 cm.

ขนาด 20 cm.

ขนาด 25cm.

ขนาด 30 cm.

การใส่คอลล่า

ต้องเลือกดูให้มีขนาดเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง เพราะถ้าเราเลือกใช้ขนาดใหญ่ไปจะทำให้สัตว์หนักหัว ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก หันไปไหนก็จะชนะอะไรเข้า ถ้าเราเลือกขนาดเล็กไปก็จะทำให้สัตว์เลี้ยงเกาแผลได้ เพราะปากของสัตว์จะยาวพ้นออกจากคอลล่า ทำให้สัตว์เลียได้อีกเช่นกัน เวลาสวม คอลล่า ให้สัตว์ต้องใช้ปลอกคอร่วมด้วยเนื่องจากเราไม่สามารถสวมได้โดยตรง คอลล่า มีรูเพื่อให้เราร้อยปลอกคอเข้าไป จากนั้นเราเอาไปสวมคอและก็เลื่อนให้พอดีกับรอบคอของสัตว์

ระยะเวลาในการใส่

สามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันครับ แต่ต้องถอดและดูแลในช่วงที่สัตว์กินอาหาร เพราะสัตว์ไม่สามารถกินอาหารหรือน้ำได้ถ้าสวมอยู่ตลอดเวลา

การเก็บรักษา

เราสามารถถอดออกและล้างทำความสะอาด โดยใช้ผ้าแห้งเช็ด แล้วเก็บไว้ในที่ไม่ถูกแสงแดด ก็จะช่วยชะลอการเสื่อมอายุของพลาสติกให้ช้าลงได้ และเมื่อสัตว์เลี้ยงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึ่งต้องป้องกันการกัดแกะแทะเลีย หรือเกา จะได้นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
